

AVISO DE REABERTURA E 1º ALTERAÇÃO DO EDITAL
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024 - PMBC
COMPRASGOV Nº 90028/2024

Com base no §1º do art. 55 da Lei 14.133/2021, o Edital de licitação acima epigrafado, publicado neste mesmo diário e no site www.bc.sc.gov.br, cujo objeto trata do **Registro de preços visando aquisição de fraldas, para fornecimento pelo período de 12 (doze) meses, de acordo com a demanda das Unidades Básicas e Especializadas do Fundo Municipal de Saúde e do Hospital Municipal Ruth Cardoso**, sofrerá alterações no edital, conforme segue:

ONDE SE LÊ: ANEXO I - RELAÇÃO DE ITENS DO OBJETO DO EDITAL

Lote	Item	Especificações	Qtde	Valor unitário R\$	Valor total
01	01	Fralda Geriátrica Tamanho extra grande. Dimensões aproximadas: largura 810 mm x comprimento 970 mm. para pacientes acima de 90 kg e cintura ajustável de 120 cm a 170 cm aproximadamente. Pannel em formato anatômico com ajuste através de 04(duas de cada lado) fitas com adesivo termoplástico. reposicionáveis permitindo abrir e fechar várias vezes. Elásticos nas laterais no mínimo 02 para ajuste e vedação ao redor das pernas. Reforço laterais formando barreiras de material hidrofóbico para impedir vazamento de líquidos e sólidos. Pannel interno/Manta em formato anatômico camada dupla de fibras de celulose com canaletas difusoras (para distribuição) de fluidos, Núcleo de absorção composto por flocos gel de polímero super absorvente Finalidade: Indicada para incontinência fecal -urinaria severa e capacidade de absorção média de 1.000ml. Com indicador de umidade/troca cromático muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a fralda deve ser trocada. Deve ser dermatologicamente testada, atóxica hipoalergênicas e estar em conformidade com a Portaria ANVISA nº 1480/90, Embalagem plástica não transparente, contendo informações de: marca, fabricante, endereço do fabricante, fone para contato, data de fabricação, validade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, técnico responsável, composição e instruções de uso. Na embalagem deverá constar: "incontinência severa" e dermatologicamente testada Validade mínima de 03 anos após a data de fabricação.	245.000	2,63	644.350,00
01	02	Fralda Geriátrica Tamanho grande. Dimensões aproximadas: largura 760 mm x comprimento 950 mm. para pacientes entre 70 kg e 90 kg e cintura ajustável de 100 cm a 150 cm aproximadamente. Pannel em formato anatômico com ajuste através de 04(duas de cada lado) fitas com adesivo termoplástico. reposicionáveis permitindo abrir e fechar várias vezes. Elásticos nas laterais no mínimo 02 para ajuste e vedação ao redor das pernas. Reforço laterais formando barreiras de material hidrofóbico para impedir vazamento de líquidos e sólidos. Pannel interno/Manta em formato anatômico camada dupla de fibras de celulose com canaletas difusoras (para distribuição) de fluidos, Núcleo de absorção composto por flocos gel de polímero super absorvente Finalidade: Indicada para incontinência fecal -urinaria severa e capacidade de absorção média de 1.000ml. Com indicador de umidade/troca cromático muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a fralda deve ser trocada. Deve ser dermatologicamente testada, atóxica hipoalergênicas e estar em conformidade com a Portaria ANVISA nº 1480/90, Embalagem plástica não transparente, contendo informações de: marca, fabricante, endereço do fabricante, fone para contato, data de fabricação, validade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, técnico responsável, composição e instruções de uso. Na embalagem deverá constar: "incontinência severa" e dermatologicamente testada Validade mínima de 03 anos após a data de fabricação	200.000	2,96	592.000,00
01	03	Fralda Geriátrica Tamanho médio Dimensões aproximadas: largura 600 mm	150.000	2,97	445.500,00

Assinado por 1 pessoa: SAMARONI BENEDET
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/C443-4895-727B-46A2> e informe o código C443-4895-727B-46A2

		x comprimento 760 mm para pacientes entre 40 kg e 70 kg e cintura ajustável de 80 cm a 125 cm. aproximadamente. Pannel em formato anatômico com ajuste através de 04(duas de cada lado) fitas com adesivo termoplástico. reposicionáveis permitindo abrir e fechar várias vezes. Elásticos nas laterais no mínimo 02 para ajuste e vedação ao redor das pernas. Reforço laterais formando barreiras de material hidrofóbico para impedir vazamento de líquidos e sólidos. Pannel interno/Manta em formato anatômico camada dupla de fibras de celulose com canaletas difusoras (para distribuição) de fluidos, Núcleo de absorção composto por flocos gel de polímero super absorvente Finalidade: Indicada para incontinência fecal -urinaria severa e capacidade de absorção média de 1.000ml. Com indicador de umidade/troca cromático muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a fralda deve ser trocada. Deve ser dermatologicamente testada, atóxica hipoalergênicas e estar em conformidade com a Portaria ANVISA nº 1480/90. Embalagem plástica não transparente, contendo informações de: marca, fabricante, endereço do fabricante, fone para contato, data de fabricação, validade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, técnico responsável, composição e instruções de uso. Na embalagem deverá constar: “incontinência severa” e dermatologicamente testada Validade mínima de 03 anos após a data de fabricação			
01	04	Fralda Geriátrica Tamanho pequeno Dimensões aproximadas: largura 430 mm x comprimento 650 mm. para pacientes com peso menor que 40 kg e cintura ajustável de 40 cm a 80 cm. aproximadamente. Pannel em formato anatômico com ajuste através de 04(duas de cada lado) fitas com adesivo termoplástico. reposicionáveis permitindo abrir e fechar várias vezes. Elásticos nas laterais no mínimo 02 para ajuste e vedação ao redor das pernas. Reforço laterais formando barreiras de material hidrofóbico para impedir vazamento de líquidos e sólidos. Pannel interno/Manta em formato anatômico camada dupla de fibras de celulose com canaletas difusoras (para distribuição) de fluidos, Núcleo de absorção composto por flocos gel de polímero super absorvente Finalidade: Indicada para incontinência fecal -urinaria severa e capacidade de absorção média de 1.000ml. Com indicador de umidade/troca cromático muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a fralda deve ser trocada. Deve ser dermatologicamente testada, atóxica hipoalergênicas e estar em conformidade com a Portaria ANVISA nº 1480/90. Embalagem plástica não transparente, contendo informações de: marca, fabricante, endereço do fabricante, fone para contato, data de fabricação, validade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, técnico responsável, composição e instruções de uso. Na embalagem deverá constar: “incontinência severa” e dermatologicamente testada Validade mínima de 03 anos após a data de fabricação.	50.000	2,15	107.500,00
01	09	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTA TAMANHO JUVENIL Dimensões aproximadas: cintura entre 40 cm a 70 cm para pacientes peso entre 20 á 30 kg aproximadamente Pannel em formato anatômico com ajuste através de 04(duas de cada lado) fitas com adesivo termoplástico. reposicionáveis permitindo abrir e fechar várias vezes. Elásticos nas laterais no mínimo 02 para ajuste e vedação ao redor das pernas. Reforço laterais formando barreiras de material hidrofóbico para impedir vazamento de líquidos e sólidos. Pannel interno/Manta em formato anatômico camada dupla de fibras de celulose com canaletas difusoras (para distribuição) de fluidos, Núcleo de absorção composto por flocos gel de polímero super absorvente Finalidade: Indicada para incontinência fecal -urinaria severa e capacidade de absorção média de 1.000ml. Com indicador de umidade/troca cromático muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a fralda deve ser trocada. und Bigfral Plus Juvenil Deve ser dermatologicamente testada, atóxica hipoalergênicas e estar em conformidade com a Portaria ANVISA nº 1480/90, Embalagem plástica não transparente, contendo informações de: marca, fabricante, endereço do fabricante, fone para contato, data de fabricação, validade, tamanho, medidas	42.000	2,71	113.820,00

		de cintura, quantidade, técnico responsável, composição e instruções de uso. Na embalagem deverá constar: “incontinência severa” e dermatologicamente testada Validade mínima de 03 anos após a data de fabricação.			
Valor total Lote 01					1.903.170,00
02	05	Fralda Infantil Tamanho extra grande. Composta por: polpa de celulose, polímero ultra absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras de poliéster Painel em formato anatômico, com ajuste através de 2 ou 4 Fitas laterais para fixação reposicionáveis permitindo abrir e fechar várias vezes, com adesivo termoplástico ou ajustadas através de elástico 360° na cintura modelo fralda de vestir Elásticos nas laterais para ajuste e vedação ao redor das pernas. Reforço posicionado na extensão lateral da fralda formando barreiras de material hidrofóbico para impedir vazamento de líquidos e sólidos. Painel interno/Manta em formato anatômico camada dupla de fibras de celulose com canaletas difusoras (para distribuição) de fluidos, Núcleo de absorção composto por flocos gel de polímero super absorvente Finalidade: Indicada para uso pediátrico para crianças entre 14 -15 Kg e capacidade de absorção mínima para 8 horas de uso contínuo Deve ser dermatologicamente testada, atóxica hipoalergênicas e estar em conformidade com a Portaria ANVISA nº 1480/90, Embalagem plástica não transparente, contendo informações de: marca, fabricante, endereço do fabricante, fone para contato, data de fabricação, validade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, técnico responsável, composição e instruções de uso. Na embalagem deverá constar: dermatologicamente testada, Validade mínima de 02 anos após a data de fabricação.	50.000	1,20	60.000,00
02	06	Fralda Infantil Tamanho grande. Composta por: polpa de celulose, polímero ultra absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras de poliéster Painel em formato anatômico, com ajuste através de 2 ou 4 Fitas laterais para fixação reposicionáveis permitindo abrir e fechar várias vezes, com adesivo termoplástico ou ajustadas através de elástico 360° na cintura modelo fralda de vestir Elásticos nas laterais para ajuste e vedação ao redor das pernas. Reforço posicionado na extensão lateral da fralda formando barreiras de material hidrofóbico para impedir vazamento de líquidos e sólidos. Painel interno/Manta em formato anatômico camada dupla de fibras de celulose com canaletas difusoras (para distribuição) und de fluidos, Núcleo de absorção composto por flocos gel de polímero super absorvente Finalidade: Indicada para uso pediátrico para crianças entre 08 -13 Kg e capacidade de absorção mínima para 8 horas de uso contínuo Deve ser dermatologicamente testada, atóxica hipoalergênicas e estar em conformidade com a Portaria ANVISA nº 1480/90, Embalagem plástica não transparente, contendo informações de: marca, fabricante, endereço do fabricante, fone para contato, data de fabricação, validade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, técnico responsável, composição e instruções de uso. Na embalagem deverá constar: dermatologicamente testada, Validade mínima de 02 anos após a data de fabricação.	20.000	1,25	25.000,00
02	07	Fralda Infantil Tamanho Médio . Composta por: polpa de celulose, polímero ultra absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras de poliéster Painel em formato anatômico, com ajuste através de 2 ou 4 Fitas laterais para fixação reposicionáveis permitindo abrir e fechar várias vezes, com adesivo termoplástico ou ajustadas através de elástico 360° na cintura modelo fralda de vestir Elásticos nas laterais para ajuste e vedação ao redor das pernas. Reforço posicionado na extensão lateral da fralda formando barreiras de material hidrofóbico para impedir vazamento de líquidos e sólidos. Painel	20.000	1,26	25.200,00

Assinado por 1 pessoa: SAMARONI BENEDET
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/C443-4895-727B-46A2> e informe o código C443-4895-727B-46A2

		interno/Manta em formato anatômico camada dupla de fibras de celulose com canaletas difusoras (para distribuição) de fluidos, Núcleo de absorção composto por flocos gel de polímero super absorvente Finalidade: Indicada para uso pediátrico para crianças entre 04 -10 Kg e capacidade de absorção mínima para 8 horas de uso contínuo Deve ser dermatologicamente testada, atóxica hipoalergênicas e estar em conformidade com a Portaria ANVISA nº 1480/90, Embalagem plástica não transparente, contendo informações de: marca, fabricante, endereço do fabricante, fone para contato, data de fabricação, validade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, técnico responsável, composição e instruções de uso. Na embalagem deverá constar: dermatologicamente testada, Validade mínima de 02 anos após a data de fabricação.			
02	08	Fralda Infantil Tamanho Pequeno. Composta por: polpa de celulose, polímero ultra absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras de poliéster Painel em formato anatômico, com ajuste através de 2 ou 4 Fitas laterais para fixação reposicionáveis permitindo abrir e fechar várias vezes, com adesivo termoplástico Elásticos nas laterais para ajuste e vedação ao redor das pernas. Reforço posicionado na extensão lateral da fralda formando barreiras de material hidrofóbico para impedir vazamento de líquidos e sólidos. Painel interno/Manta em formato anatômico camada dupla de fibras de celulose com canaletas difusoras (para distribuição) de fluidos, Núcleo de absorção composto por flocos gel de polímero super absorvente Finalidade: Indicada para uso pediátrico para crianças entre 03 -05 Kg e capacidade de absorção mínima para 8 horas de uso contínuo Deve ser dermatologicamente testada, atóxica hipoalergênicas e estar em conformidade com a Portaria ANVISA nº 1480/90, Embalagem plástica não transparente, contendo informações de: marca, fabricante, endereço do fabricante, fone para contato, data de fabricação, validade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, técnico responsável, composição e instruções de uso. Na embalagem deverá constar: dermatologicamente testada, Validade mínima de 02 anos após a data de fabricação.	8.000	1,10	8.800,00
Valor do lote 02					119.000,00
Valor total					2.022.170,00

LEIA-SE: ANEXO I - RELAÇÃO DE ITENS DO OBJETO DO EDITAL

Lote	Item	Especificações	Qtde	Valor unitário R\$	Valor total
01	01	Fralda Geriátrica Tamanho extra grande. Dimensões aproximadas: largura 810 mm x comprimento 970 mm. para pacientes acima de 90 kg e cintura ajustável de 120 cm a 170 cm aproximadamente. Painel em formato anatômico com ajuste através de 04(duas de cada lado) fitas com adesivo termoplástico. reposicionáveis permitindo abrir e fechar várias vezes. Elásticos nas laterais no mínimo 02 para ajuste e vedação ao redor das pernas. Reforço laterais formando barreiras de material hidrofóbico para impedir vazamento de líquidos e sólidos. Painel interno/Manta em formato anatômico camada dupla de fibras de celulose com canaletas difusoras (para distribuição) de fluidos, Núcleo de absorção composto por flocos gel de polímero super absorvente Finalidade: Indicada para incontinência fecal -urinária severa e capacidade de absorção média de 1.000ml. Com indicador de umidade/troca cromático muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a fralda deve ser trocada. Deve ser dermatologicamente testada, atóxica hipoalergênicas e estar em conformidade com a Portaria ANVISA nº 1480/90, Embalagem plástica não	245.000	2,63	644.350,00

Assinado por 1 pessoa: SAMARONI BENEDET
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/C443-4895-727B-46A2> e informe o código C443-4895-727B-46A2

		transparente, contendo informações de: marca, fabricante, endereço do fabricante, fone para contato, data de fabricação, validade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, técnico responsável, composição e instruções de uso. Na embalagem deverá constar: Dermatologicamente testada Validade mínima de 03 anos após a data de fabricação.			
01	02	Fralda Geriátrica Tamanho grande. Dimensões aproximadas: largura 760 mm x comprimento 950 mm. para pacientes entre 70 kg e 90 kg e cintura ajustável de 100 cm a 150 cm aproximadamente. Pannel em formato anatômico com ajuste através de 04(duas de cada lado) fitas com adesivo termoplástico. reposicionáveis permitindo abrir e fechar várias vezes. Elásticos nas laterais no mínimo 02 para ajuste e vedação ao redor das pernas. Reforço laterais formando barreiras de material hidrofóbico para impedir vazamento de líquidos e sólidos. Pannel interno/Manta em formato anatômico camada dupla de fibras de celulose com canaletas difusoras (para distribuição) de fluidos, Núcleo de absorção composto por flocos gel de polímero super absorvente Finalidade: Indicada para incontinência fecal -urinaria severa e capacidade de absorção média de 1.000ml. Com indicador de umidade/troca cromático muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a fralda deve ser trocada. Deve ser dermatologicamente testada, atóxica hipoalergênicas e estar em conformidade com a Portaria ANVISA nº 1480/90, Embalagem plástica não transparente, contendo informações de: marca, fabricante, endereço do fabricante, fone para contato, data de fabricação, validade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, técnico responsável, composição e instruções de uso. Na embalagem deverá constar: Dermatologicamente testada Validade mínima de 03 anos após a data de fabricação	200.000	2,96	592.000,00
01	03	Fralda Geriátrica Tamanho médio Dimensões aproximadas: largura 600 mm x comprimento 760 mm para pacientes entre 40 kg e 70 kg e cintura ajustável de 80 cm a 125 cm. aproximadamente. Pannel em formato anatômico com ajuste através de 04(duas de cada lado) fitas com adesivo termoplástico. reposicionáveis permitindo abrir e fechar várias vezes. Elásticos nas laterais no mínimo 02 para ajuste e vedação ao redor das pernas. Reforço laterais formando barreiras de material hidrofóbico para impedir vazamento de líquidos e sólidos. Pannel interno/Manta em formato anatômico camada dupla de fibras de celulose com canaletas difusoras (para distribuição) de fluidos, Núcleo de absorção composto por flocos gel de polímero super absorvente Finalidade: Indicada para incontinência fecal -urinaria severa e capacidade de absorção média de 1.000ml. Com indicador de umidade/troca cromático muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a fralda deve ser trocada. Deve ser dermatologicamente testada, atóxica hipoalergênicas e estar em conformidade com a Portaria ANVISA nº 1480/90. Embalagem plástica não transparente, contendo informações de: marca, fabricante, endereço do fabricante, fone para contato, data de fabricação, validade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, técnico responsável, composição e instruções de uso. Na embalagem deverá constar: Dermatologicamente testada Validade mínima de 03 anos após a data de fabricação	150.000	2,97	445.500,00
01	04	Fralda Geriátrica Tamanho pequeno Dimensões aproximadas: largura 430 mm x comprimento 650 mm. para pacientes com peso menor que 40 kg e cintura ajustável de 40 cm a 80 cm. aproximadamente. Pannel em formato anatômico com ajuste através de 04(duas de cada lado) fitas com adesivo termoplástico. reposicionáveis permitindo abrir e fechar várias vezes. Elásticos nas laterais no mínimo 02 para ajuste e vedação ao redor das pernas. Reforço laterais formando barreiras de material hidrofóbico para impedir vazamento de líquidos e sólidos. Pannel interno/Manta em formato anatômico camada dupla de fibras de celulose com canaletas difusoras (para distribuição) de fluidos, Núcleo de absorção composto por flocos gel de polímero super absorvente Finalidade: Indicada para incontinência fecal -urinaria severa e capacidade de	50.000	2,15	107.500,00

Assinado por 1 pessoa: SAMARONI BENEDET
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/C443-4895-727B-46A2> e informe o código C443-4895-727B-46A2

		absorção média de 1.000ml. Com indicador de umidade/troca cromático muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a fralda deve ser trocada. Deve ser dermatologicamente testada, atóxica hipoalergênicas e estar em conformidade com a Portaria ANVISA nº 1480/90. Embalagem plástica não transparente, contendo informações de: marca, fabricante, endereço do fabricante, fone para contato, data de fabricação, validade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, técnico responsável, composição e instruções de uso. Na embalagem deverá constar: Dermatologicamente testada Validade mínima de 03 anos após a data de fabricação.			
Valor total Lote 01					1.789.350,00
02	05	Fralda Infantil Tamanho extra grande. Composta por: polpa de celulose, polímero ultra absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras de poliéster Painel em formato anatômico, com ajuste através de 2 ou 4 Fitas laterais para fixação reposicionáveis permitindo abrir e fechar várias vezes, com adesivo termoplástico ou ajustadas através de elástico 360° na cintura modelo fralda de vestir Elásticos nas laterais para ajuste e vedação ao redor das pernas. Reforço posicionado na extensão lateral da fralda formando barreiras de material hidrofóbico para impedir vazamento de líquidos e sólidos. Painel interno/Manta em formato anatômico camada dupla de fibras de celulose com canaletas difusoras (para distribuição) de fluidos, Núcleo de absorção composto por flocos gel de polímero super absorvente Finalidade: Indicada para uso pediátrico para crianças entre 14 -15 Kg e capacidade de absorção mínima para 8 horas de uso contínuo Deve ser dermatologicamente testada, atóxica hipoalergênicas e estar em conformidade com a Portaria ANVISA nº 1480/90, Embalagem plástica não transparente, contendo informações de: marca, fabricante, endereço do fabricante, fone para contato, data de fabricação, validade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, técnico responsável, composição e instruções de uso. Na embalagem deverá constar: dermatologicamente testada, Validade mínima de 02 anos após a data de fabricação.	50.000	1,20	60.000,00
02	06	Fralda Infantil Tamanho grande. Composta por: polpa de celulose, polímero ultra absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras de poliéster Painel em formato anatômico, com ajuste através de 2 ou 4 Fitas laterais para fixação reposicionáveis permitindo abrir e fechar várias vezes, com adesivo termoplástico ou ajustadas através de elástico 360° na cintura modelo fralda de vestir Elásticos nas laterais para ajuste e vedação ao redor das pernas. Reforço posicionado na extensão lateral da fralda formando barreiras de material hidrofóbico para impedir vazamento de líquidos e sólidos. Painel interno/Manta em formato anatômico camada dupla de fibras de celulose com canaletas difusoras (para distribuição) und de fluidos, Núcleo de absorção composto por flocos gel de polímero super absorvente Finalidade: Indicada para uso pediátrico para crianças entre 08 -13 Kg e capacidade de absorção mínima para 8 horas de uso contínuo Deve ser dermatologicamente testada, atóxica hipoalergênicas e estar em conformidade com a Portaria ANVISA nº 1480/90, Embalagem plástica não transparente, contendo informações de: marca, fabricante, endereço do fabricante, fone para contato, data de fabricação, validade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, técnico responsável, composição e instruções de uso. Na embalagem deverá constar: dermatologicamente testada, Validade mínima de 02 anos após a data de fabricação.	20.000	1,25	25.000,00
02	07	Fralda Infantil Tamanho Médio . Composta por: polpa de celulose, polímero ultra absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras de poliéster Painel em formato	20.000	1,26	25.200,00

		anatômico, com ajuste através de 2 ou 4 Fitas laterais para fixação reposicionáveis permitindo abrir e fechar várias vezes, com adesivo termoplástico ou ajustadas através de elástico 360° na cintura modelo fralda de vestir Elásticos nas laterais para ajuste e vedação ao redor das pernas. Reforço posicionado na extensão lateral da fralda formando barreiras de material hidrofóbico para impedir vazamento de líquidos e sólidos. Pannel interno/Manta em formato anatômico camada dupla de fibras de celulose com canaletas difusoras (para distribuição) de fluidos, Núcleo de absorção composto por flocos gel de polímero super absorvente Finalidade: Indicada para uso pediátrico para crianças entre 04 -10 Kg e capacidade de absorção mínima para 8 horas de uso contínuo Deve ser dermatologicamente testada, atóxica hipoalergênicas e estar em conformidade com a Portaria ANVISA nº 1480/90, Embalagem plástica não transparente, contendo informações de: marca, fabricante, endereço do fabricante, fone para contato, data de fabricação, validade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, técnico responsável, composição e instruções de uso. Na embalagem deverá constar: dermatologicamente testada, Validade mínima de 02 anos após a data de fabricação.			
02	08	Fralda Infantil Tamanho Pequeno. Composta por: polpa de celulose, polímero ultra absorvente, filme de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno, não tecido de fibras de poliéster Pannel em formato anatômico, com ajuste através de 2 ou 4 Fitas laterais para fixação reposicionáveis permitindo abrir e fechar várias vezes, com adesivo termoplástico Elásticos nas laterais para ajuste e vedação ao redor das pernas. Reforço posicionado na extensão lateral da fralda formando barreiras de material hidrofóbico para impedir vazamento de líquidos e sólidos. Pannel interno/Manta em formato anatômico camada dupla de fibras de celulose com canaletas difusoras (para distribuição) de fluidos, Núcleo de absorção composto por flocos gel de polímero super absorvente Finalidade: Indicada para uso pediátrico para crianças entre 03 -05 Kg e capacidade de absorção mínima para 8 horas de uso contínuo Deve ser dermatologicamente testada, atóxica hipoalergênicas e estar em conformidade com a Portaria ANVISA nº 1480/90, Embalagem plástica não transparente, contendo informações de: marca, fabricante, endereço do fabricante, fone para contato, data de fabricação, validade, tamanho, medidas de cintura, quantidade, técnico responsável, composição e instruções de uso. Na embalagem deverá constar: dermatologicamente testada, Validade mínima de 02 anos após a data de fabricação.	8.000	1,10	8.800,00
Valor do lote 02					119.000,00
03	09	FRALDA DESCARTÁVEL ADULTA TAMANHO JUVENIL Dimensões aproximadas: cintura entre 40 cm a 70 cm para pacientes peso entre 20 á 30 kg aproximadamente Pannel em formato anatômico com ajuste através de 04(duas de cada lado) fitas com adesivo termoplástico. reposicionáveis permitindo abrir e fechar várias vezes. Elásticos nas laterais no mínimo 02 para ajuste e vedação ao redor das pernas. Reforço laterais formando barreiras de material hidrofóbico para impedir vazamento de líquidos e sólidos. Pannel interno/Manta em formato anatômico camada dupla de fibras de celulose com canaletas difusoras (para distribuição) de fluidos, Núcleo de absorção composto por flocos gel de polímero super absorvente Finalidade: Indicada para incontinência fecal -urinaria e capacidade de absorção média de 1.000ml. Com indicador de umidade/troca cromático muda de cor ao contato com o líquido e indica quando a fralda deve ser trocada. und Bigfral Plus Juvenil Deve ser dermatologicamente testada, atóxica hipoalergênicas e estar em conformidade com a Portaria ANVISA nº 1480/90, Embalagem plástica não transparente, contendo informações de: marca, fabricante, endereço do fabricante, fone para contato, data de fabricação, validade, tamanho, medidas	42.000	2,71	113.820,00

Assinado por 1 pessoa: SAMARONI BENEDET
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://bc.1doc.com.br/verificacao/C443-4895-727B-46A2> e informe o código C443-4895-727B-46A2

	de cintura, quantidade, técnico responsável, composição e instruções de uso. Na embalagem deverá constar: Dermatologicamente testada Validade mínima de 03 anos após a data de fabricação.			
Valor do lote 03				113.820,00
Valor total				2.022.170,00

Diante das modificações, a sessão eletrônica será realizada em 15 (quinze) de maio de 2024, às 13h30min, na plataforma Comprasgov. Código UASG: 988039. Ficam mantidas as demais condições do edital.

Balneário Camboriú, 30 de abril de 2024.

SAMARONI BENEDET
Secretário de Compras